

# BÜFA Element D2

## Desinfektionsmittel



### Eigenschaften

- schon bei niedrigen Temperaturen desinfizierend wirksam
- chlorfrei
- schont Fasern und Farben
- Bestandteil Desinfektionwaschverfahren

### Listungen

IHO gelistet

### Anwendung

BÜFA Element D2 ist ein Wäschedesinfektionsmittel zur chemo-thermischen Desinfektion. Das Produkt zeichnet sich durch eine hohe Effektivität aus. BÜFA Element D2 kann manuell oder über wäschereitypische Flüssigdosieranlagen zugegeben werden. Bei Verwendung über Dosieranlagen sind die Schlauchleitungen regelmäßig zu spülen!

Unser 40°C Desinfektionswaschverfahren weist bei den vorgegebenen Einsatzmengen von  
0,6 ml / l BÜFA Element ALB

0,4 ml / l Lizerna Conc oder BÜFA Element O

1,0 ml / l BÜFA Element D2\*

3,0 ml / l Lizerna MegaOx

bei einem Flottenverhältnis von 1:4 eine ausgezeichnete dermatologische Verträglichkeit der gewaschenen Textilien aus (Zytotoxizitätstest nach DIN EN ISO 10993-5).

Achtung!

Vor der direkten Anwendung von BÜFA Element D2 auf empfindlicher Garderobe und auf Textilien mit geringer Farbechtheit empfehlen wir eine Saumprobe.

Nur Arbeitsgefäße aus Edelstahl oder Kunststoff verwenden.

Bei dem direkten Kontakt von BÜFA Element D2 mit Reißverschlüssen, Knöpfen und/oder Metallfäden können sich diese verfärben.

### Technische Daten

| Dichte (20°C) | pH-Wert |
|---------------|---------|
| 1,05 kg / l   | 3,5     |

## Biozid

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.  
Gemeldet gem. Biozidrechts-Durchführungsverordnung (ChemBiozidDV) unter Nr. N-114579.  
100g Produkt enthalten 17,2g 6-(Phthalimid)peroxyhexansäure (PAP)

Maximale Verwendbarkeit ab Herstellung: 36 Monate im geschlossenen Originalgebinde.

BÜFA Element D2 ist Teil eines 40°C Desinfektionswaschverfahrens und IHO gelistet:

- 0,6 ml/l BÜFA Element ALB
- 0,4 ml/l Lizerna Conc oder BÜFA Element O
- 3 ml/l Lizerna MegaOx
- 1 ml /l BÜFA Element D2

10 min Einwirkzeit, Flottenverhältnis 1:4

Bakterizidie, Levurozidie, Mykobakterizidie, Tuberkulozidie

Ausschließlich für die fungizide Wirkung gilt ein Flottenverhältnis von 1:5 bei identischen Einsatzmengen.

BÜFA Element D2 ist Teil eines 60°C Desinfektionswaschverfahrens:

5 min Einwirkzeit in der Vorwäsche ohne Ablassen der Flotte mit:

- 0,4 ml/l BÜFA Element ALB
- 0,4 ml/l Lizerna Conc oder BÜFA Element O

10 min Einwirkzeit in der Hauptwäsche mit:

- 1,0 ml/l Lizerna MegaOx
- 0,25 ml /l BÜFA Element D2

Flottenverhältnis 1:4

Bakterizidie, Levurozidie, Fungizidie & Mykobakterizidie

## Hinweise

Das Produkt nur im Originalgebinde lagern.

Das Produkt darf nicht bei Temperaturen unter 0°C und über 40°C gelagert werden.

Nach Entnahme von Teilmengen das Gebinde wieder verschließen.

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.