

# BÜFA DIAS-OL

## Desinfektionsmittel

- EIGENSCHAFTEN:**
- Desinfektionsmittel für die Anwendung im Lösemittel in Textilreinigungsmaschinen
  - zum Einsatz auf Destillationsmaschinen
  - bakterizid, levurozid und begrenzt viruzid
  - dermatologisch getestet

**ANWENDUNG:** BÜFA DIAS-OL ist ein flüssiges Desinfektionskonzentrat zur Anwendung auf Textilreinigungsmaschinen mit den Lösemittel PER, KWL, SENSENE, Solvon K4 und Intense.

Das Produkt muss mittels Dosierpumpe im ersten Bad eines 2-Bad-Verfahrens wie folgt dosiert werden:

- Dosiermenge 4,0 ml pro Liter Lösemittel im ersten Bad
- Einwirkzeit 5 Minuten im Pumpenkreislauf
- Lösemitteltemperatur > 20°C

### Bestätigte antimikrobielle Wirksamkeit

Wirksamkeit gemäß	Dosiermenge	Temperatur	Einwirkzeit
EN 1276 (2019)	4 ml/l	20 °C	5 Minuten
EN 1650 (2019)	4 ml/l	20 °C	5 Minuten
EN 14476 (2013+A2:2019)	2,5 ml/l und 4 ml/l	20 °C	5 Minuten
EN 13727 (2012+A2:2015)	2 ml/l und 4 ml/l	20 °C	5 Minuten
EN 13624 (2013)	4 ml/l	20 °C	5 Minuten

### TECHNISCHE DATEN:

Dichte (20°C) 0,98 g/cm<sup>3</sup>

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.

**HINWEISE:**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Gemeldet gem. Biozidrechts-Durchführungsverordnung (ChemBiozidDV) unter Nr. N-99093. 100 g Produkt enthalten 14,0g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 9,9g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan- 1,3-diamin & 4,0 g 2-Phenoxyethanol.

Maximale Verwendbarkeit ab Herstellung: 48 Monate im geschlossenen Originalgebinde.

Lagerung: BÜFA DIAS-OL ist frostempfindlich und darf nicht bei Temperaturen unter 5 °C gelagert werden. Irreparable Produktschäden sind möglich.

2203

Nur für den gewerblichen Einsatz. Dieses Merkblatt dient ausschließlich der unverbindlichen Information. Die Angaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Anwender ist in jedem Fall verpflichtet, eigene Prüfungen und Versuche auf die Eignung der Produkte für die von ihm beabsichtigten Verfahren und Zwecke durchzuführen. Die Angaben in diesem Merkblatt stellen keine Garantie für die Beschaffenheit und Haltbarkeit der von uns zu liefernden Waren dar. Technische Änderungen im Rahmen des Zumutbaren behalten wir uns vor. Das entsprechende EU-Sicherheitsdatenblatt in aktueller Version ist ebenfalls zu beachten.